



000/5170.212/30

Bovenarmbloeddrukmeter Omron M3 Comfort

Nauwkeurig, betrouwbaar en praktisch

De compacte, gebruiksvriendelijke OMRON M3 Comfort meet de bloeddruk en de hartslag nauwkeurig en snel. Het apparaat maakt voor het comfortabel, gecontroleerd opblazen gebruik van de vooruitstrevende "IntelliSense" technologie, waardoor het vooraf instellen van de druk of opnieuw opblazen niet meer nodig is.

Eigenschappen

- De bloeddrukmeter is voorzien van een duidelijk LCD-display en is eenvoudig te bedienen.
- De Intelli Wrap Cuff-technologie (= manchetcontrolesysteem) garandeert nauwkeurige resultaten in elke positie rond de bovenarm.
- Dankzij de *Intellisense* technologie verloopt de meting heel vlot en zonder een lange en onaangename hoge druk.
- Automatische detectie van te veel beweging tijdens meting.
- Pompt en ontluicht automatisch.
- Meetbare armomtrek: 22 - 42 cm
- Gewicht:
 - bloeddrukmeter: ca. 337 g (excl. batterijen)
 - armmanchet: ca. 163 g

- Geheugenopslagcapaciteit: 2 gebruikers x 60 metingen
- Drukbereik van manchet: 0 tot 299 mmHg
- Meetbereik:
 - Bloeddruk: SYS 60 tot 260 mmHg / DIA 40 tot 215 mmHg
(nauwkeurigheid binnen ± 3 mmHg)
 - Hartslag: 40 - 180 slagen/minuut
(nauwkeurigheid binnen $\pm 5\%$ van de weergegeven waarde)
- Garantie: 3 jaar vanaf de datum van aankoop (niet op de manchet).

Toepassingen

- Detectie van onregelmatige hartslag
- Weergave van bloeddrukniveau

Gebruik

Zie bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

Opmerkingen & tips

- Gebruik deze bloeddrukmeter enkel bij volwassen patiënten. NIET gebruiken bij baby's, peuters, kinderen of personen die niet in staat zijn hun toestemming daarvoor te verlenen.
- Gebruik de armmanchet ALLEEN bij personen wiens armomtrek binnen het gespecificeerde bereik van de manchet valt.
- De bloeddruk in uw linkerarm kan verschillen van die in uw rechterarm. Gebruik daarom altijd dezelfde arm voor het meten van de bloeddruk.
- Rust minimaal 5 minuten uit voordat u een meting verricht.
- Verwijder strakke of dikke kleding van uw arm bij het uitvoeren van een meting.
- Blijf stilzitten zonder te praten of te bewegen totdat de meting is voltooid.

Inhoud

- bloeddrukmeter
- armmanchet
- 4 "AA"-batterijen
- opbergetui
- gebruiksaanwijzing

Bewaring

- Bewaar uw bloeddrukmeter in het opbergetui als deze niet wordt gebruikt.
- Vermijd licht, vochtigheid en hoge temperaturen.

Dit medisch hulpmiddel werd klinisch gevalideerd bij de algemene populatie.

Versie: 18/05/2024