


000/0030.021/20



Compresse non-adhérente (10cm x 10cm)

La compresse non-adhérente est une compresse de protection qui ne colle pas à la blessure et qui a un grand pouvoir absorbant.

Propriétés

- Dimensions: 10 x 10 cm.
- Ne colle pas à la blessure.
- Centre non-woven, film en polyéthylène.
- Grand pouvoir absorbant.
- Utilisable des deux côtés.
- Couleur: blanche.
- Emballage individuel.

Applications

- Recouvrement des plaies faiblement à modérément exsudatives.
- Usage unique.

Utilisation

- Bien nettoyer la blessure.
- Appliquer la compresse sur la plaie.
- Fixer la compresse en utilisant un bandage, un sparadrap ...

Préservation

- Date d'expiration : 60 mois après la date de fabrication.
- Protéger l'emballage contre l'humidité, les impuretés et les températures extrêmes.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 02/05/2024

