

000/0030.051/20

Boules de gaze

Les boules de gaze à élastique rond ont un pouvoir absorbant élevé.



Propriétés

- Dimensions: 17 x 20 cm.
- Non-woven.
- Pouvoir absorbant élevé: > 8,345g d'eau/pièce.
- Poids: 0,92 g/pièce (30 g/ m²).
- Diamètre: 45mm.
- Temps d'absorption: < 10s.
- Facile à appliquer.
- Usage unique.

Contenu

- Sachet 100 pièces.

Préservation

- Protéger contre l'humidité, les impuretés et les températures extrêmes.

Les boules de gaze sont des dispositifs médicaux.

