


000/0030.060/20



Compresse ophtalmique (6x8cm)

La compresse ophtalmique est une compresse de protection au pouvoir absorbant élevé.

Propriétés

- Dimensions: 8 x 6 cm.
- Antiadhérente grâce au voile non-woven sur la face externe.
- Pouvoir absorbant élevé.
- Ovale, couvre l'ensemble de l'œil.
- Non stérile.
- Blanche.
- Présentation sous emballage individuel.

Applications

- Protection de l'œil après des opérations, des blessures et lors de l'application de pommades et de gouttes.
- Usage unique.

Utilisation

- Bien nettoyer l'œil.
- Appliquer la compresse sur l'œil.
- Fixer la compresse en utilisant une bande, un sparadrap ...

Préservation

- Date d'expiration: 60 mois après la date de production.
- A conserver à température ambiante (entre 15 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 05/05/2024