

000/0070.014/20

Ycla Neutral, douche oculaire neutralisante acides/bases (200ml)

compatible avec la station oculaire MExT,
pour les **premiers soins oculaires complets**



Ycla Neutral contient une solution de phosphate de 4.9%.



Propriétés

Produit stérile. CE2460 approuvé. Compatible avec la **station oculaire MExT**.

Applications

Ycla Neutral est un produit de premiers soins qui neutralise des acides/bases dans les yeux.

Ne convient pas aux accidents impliquant du fluorure d'hydrogène (HF).

Utilisation

Voir pictogrammes. Consulter toujours un médecin.



Contenu

Bouteille 200 ml

Préservation

Stockage des bouteilles à l'envers: permet de savoir immédiatement si une bouteille est déjà ouverte.

Date d'expiration: 3.5 ans après la date de fabrication. Produit individuel: voir emballage.

A conserver à température ambiante (entre 5° et 40°C).

Température de fonctionnement recommandée: 16-38°C.

Ycla Neutral est un dispositif médical de classe I.

Version: 30/09/2026