

000/0070.014/20



## Ycla Neutral, douche oculaire neutralisante acides/bases (200ml)

compatible avec la station oculaire MExT,  
pour les **premiers soins oculaires complets**

Ycla Neutral contient une solution de phosphate de 4.9%.



### Propriétés

Produit stérile. CE2460 approuvé. Compatible avec la **station oculaire MExT**.


### Applications

Ycla Neutral est un produit de premiers soins qui neutralise des acides/bases dans les yeux.

**Ne convient pas aux accidents impliquant du fluorure d'hydrogène (HF).**

### Utilisation

Voir pictogrammes. Consulter toujours un médecin.



## Contenu

Bouteille 200 ml

## Préservation

Stockage des bouteilles à l'envers: permet de savoir immédiatement si une bouteille est déjà ouverte.

Date d'expiration: 3.5 ans après la date de fabrication. Produit individuel: voir emballage.

A conserver à température ambiante (entre 5° et 40°C).

Température de fonctionnement recommandée: 16-38°C.

Ycla Neutral est un dispositif médical de classe I.

**Version: 30/04/2024**