

000/0080.010/20

Inic, compresse froide médicale



L'Inic, compresse froide instantanée, est une petite réserve de froid, qui peut être utilisée dans chaque situation où la cryothérapie est nécessaire.



Propriétés

- Dimensions: 14 x 18 cm.
- Hypoallergénique. Poids: 220 g.
- L'Instant Ice Compress est très efficace pour apaiser la douleur et diminuer les gonflements.
- L'Inic peut être utilisé en cas de blessures sportives, maux de dents, etc.

Utilisation

- Casser la bulle à l'intérieur du sachet en pressant avec force des deux mains.
- Ensuite agiter le sachet pour mélanger le contenu.
- Appliquer sur la partie concernée.
- Après 7 à 10 minutes, secouer une deuxième fois.



Contenu

- Boîte 24 pièce.

Préservation

- Date d'expiration : 5 ans à partir de la date de fabrication.

L'Inic est un dispositif médical.

Version: 05/05/2024

