

000/0090.030/00



## Ciseaux de secourisme

Les ciseaux de secourisme ont été développés spécifiquement pour l'enlèvement sans risques de pansements et de sparadraps.

### Propriétés

- Dimensions: 14 cm.
- Inoxydable.
- Forme de genou (4 cm) – angle de +/- 160°.
- Tête ergonomique élargie : la compresse ou le pansement peut être soulevé sans douleur.
- Lame incorporée qui évite toute blessure.
- Les ciseaux peuvent être employés par les gauchers comme par les droitiers.

### Contenu

- Pièce.

### Préservation

- Conservation illimitée.

Les ciseaux de secourisme sont des dispositifs médicaux.

**Version: 03/06/2026**