



000/0160.021/20

Gants en nitrile SMALL - sans poudre

Les gants en nitrile sont des gants bleus qui donnent à l'utilisateur une sensibilité élevée et qui lui garantissent un confort et une mobilité optimale. L'ajustement minutieux de leur coupe rend leur usage particulièrement discret.

Propriétés

- 100% nitrile.
- Anti allergènes (pas de latex).
- Couleur bleue -
- Les gants en nitrile de MEXT sont conformes au règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Fins : plus grande sensibilité.
- Ambidextres (on peut les utiliser pour les deux mains).
- Bonne adhérence.
- Non poudrés.
- Résistance solvants : 95% Ethanol.
- Conformes aux normes EN 455-1, 455-2, 455-3, ASTM D6319-00a et D412-06ae2.
- Usage unique. 4 tailles: S, M, L et XL.

	S	M	L	XL
Longueur	Min. 240mm			
Epaisseur du bout du doigt	Min. 0.12mm ± 0.03 mm			
Epaisseur de la paume	Min. 0,10mm ± 0.03 mm			
Largeur de la paume	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	120 mm ± 10 mm
Charge de rupture avant vieillissement	Min. 14 mégapascal			
Charge de rupture après vieillissement	Min. 14 mégapascal			
Résistance de rupture avant vieillissement	Min. 500%			
Résistance de rupture après vieillissement	Min. 500%			

Utilisation

- Enlevez les gants en les tirant par la manchette, et non par les doigts.
- Ambidextre: utilisable sur chaque main.



Contenu

- Boîte 100 pièces.

Préservation

- Conserver à une température ambiante.
- Éviter les rayons du soleil.
- Date d'expiration : 60 mois après la date de fabrication, dans un endroit sombre, frais et sec.
- Produit individuel : voir emballage.

Les gants en nitrile sont des dispositifs médicaux.

Version: 12/05/2024