

000/0160.022/20



Gants en nitrile MEDIUM - sans poudre

Les gants en nitrile sont des gants bleus qui donnent à l'utilisateur une sensibilité élevée et qui lui garantissent un confort et une mobilité optimale. De plus, leur coupe est si bonne qu'après un certain temps, l'utilisateur remarque à peine qu'il les porte.

Propriétés

100% nitrile. Antiallergique (pas de latex). Couleur bleue - Les gants en nitrile de MExT sont conformément au règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Fin : plus grande sensibilité. Ambidextre (on peut les utiliser pour les deux mains). Bonne adhérence. Non poudré. Résistance solvants : 95% Ethanol. Conformes les normes EN 455-1, 455-2, 455-3, ASTM D6319-00a et D412-06ae2. Usage unique. 4 tailles: S, M, L et XL.

	S	M	L	XL
Longueur	Min. 240mm			
Épaisseur du bout du doigt	Min. 0.12mm ± 0.03 mm			
Épaisseur de la paume	Min. 0,10mm ± 0.03 mm			
Largeur de la paume	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	120 mm ± 10 mm
Charge de rupture avant vieillissement	Min. 14 mégapascal			
Charge de rupture après vieillissement	Min. 14 mégapascal			
Résistance de rupture avant vieillissement	Min. 500%			
Résistance de rupture après vieillissement vieillissement vieillissement	Min. 500%			

Utilisation

Enlevez les gants en tirant par la manchette, et non par les doigts.

Ambidextre: utilisable sur chaque main.



Contenu

Boîte 100 pièces.

Préservation

Conserver à une température ambiante. Eviter les rayons du soleil. Date d'expiration : 60 mois après la date d'expiration si on les conserve dans un endroit sombre, frais et sec. Produit individuel : voir emballage.

Les gants en nitrile sont des dispositifs médicaux.

Version: 05/07/2026