



000/0160.024/20

## Gants en nitrile EXTRA LARGE - sans poudre

Les gants en nitrile sont des gants bleus qui donnent à l'utilisateur une sensibilité élevée et qui lui garantissent un confort et une mobilité optimale. De plus, leur coupe est si bonne qu'après un certain temps, l'utilisateur remarque à peine qu'il les porte.

### Propriétés

- 100% nitrile.
- Antiallergique (pas de latex).
- Couleur bleue - Les gants en nitrile de MEX T sont conformément au règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Fin : plus grande sensibilité.
- Ambidextre (on peut les utiliser pour les deux mains).
- Bonne adhérence.
- Non poudré.
- Résistance solvants : 95% Ethanol
- Conformes les normes EN 455-1, 455-2, 455-3, ASTM D6319-00a et D412-06ae2.

- Usage unique.

4 tailles: S, M, L et XL

	S	M	L	XL
Longueur	Min. 240mm			
Épaisseur du bout du doigt	Min. 0.12mm ± 0.03 mm			
Épaisseur de la paume	Min. 0,10mm ± 0.03 mm			
Largeur de la paume	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	120 mm ± 10 mm
Charge de rupture avant vieillissement	Min. 14 mégapascal			
Charge de rupture après vieillissement	Min. 14 mégapascal			
Résistance de rupture avant vieillissement	Min. 500%			
Résistance de rupture après vieillissement	Min. 500%			

## Utilisation

Enlevez les gants en tirant par la manchette, et non par les doigts.

Ambidextre: utilisable sur chaque main.



## Préservation

Conserver à une température ambiante. Éviter les rayons du soleil.

Date d'expiration :

- 60 mois après la date d'expiration si on les conserve dans un endroit sombre, frais et sec.
- Produit individuel : voir emballage.

Les gants en nitrile sont des dispositifs médicaux.

**Version: 13/05/2024**