

000/0010.093/20



Idéalbandage (8cm x 5m)

L'**idéalbandage** est un pansement de soutien et de fixation, qui peut être utilisé pour plusieurs applications.

Propriétés

- Dimensions: 0.08 x 5 m.
- Couleur: blanc.
- Perméable à l'air.
- Ourlé; pas de bords qui s'effilent.
- Elasticité élevée: garantit une mobilité optimale lors de l'usage.
- Emballage individuel et transparent.
- Contient du coton et du latex (peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques au latex).

Applications

- Bandage de support et de déchargement.
- Bandage compressif.
- Fixation solide d'un pansement.
- Usage unique.

Préservation

- Date d'expiration: 60 mois après la date de production.
- A conserver dans un emballage fermé à température ambiante (entre 10 et 25°C), loin des rayons de soleil directs, dans un endroit sec et frais.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 23/10/2026