



000/0020.011/30

Duoskin, film dermique imperméable à l'eau (10x6cm)

Duoskin est un film dermique transparent semi-perméable.



Propriétés


- Dimensions: 10 x 6 cm.
- Film transparent souple et respirant, composé de polyuréthane.
- Ne laisse pas passer l'eau ni les bactéries.
- Hypoallergénique.

Applications

- Usage unique.
- Pour la fixation des compresses et le recouvrement des pommades.
- Appliquer seulement sur une peau saine.

Utilisation

- Enlever les films protecteurs 1 et 2 et appliquer le film sur une peau sèche et propre.
- La compresse/pommade doit être totalement couverte.
- Éloigner le film protecteur 3 et bien presser.



Contenu

Boîte 25 pièces

Préservation

- Date d'expiration: 59 mois après la date de production
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 03/05/2024