

000/0020.040/20



Sparadrap (6cm x 1m)

Le sparadrap MExT est un sparadrap classique, que l'on utilise pour soigner les petites blessures courantes d'une manière simple, rapide et hygiénique.

Propriétés

- Dimensions: 0.06 x 1 m.
- Le coussin ne colle pas à la blessure.
- Couleur chair.

Applications

Usage unique

Contenu

Pièce

Préservation

- Date d'expiration: 36 mois après la date de production
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 05/05/2024