

000/0020.075/30



Relwo, sparadrap élastique en rouleau

Grâce à son élasticité, le Relwo qui est résistant à l'eau et à la graisse, convient pour le traitement de la plupart des blessures.



Propriétés

- Dimensions: 0.06 x 10 m.
- Résiste à l'eau et à la graisse.
- Couleur chair.
- Hypoallergénique grâce à l'adhésif en oxyde de zinc.

Applications

- Usage unique.
- Coupures et écorchures superficielles.
- Ne convient pas pour les plaies profondes, ouvertes, infectées ou saignant fortement.

Utilisation

- Désinfecter la blessure.
- Appliquer sur une peau sèche et propre et bien presser.
- Remplacer le sparadrap quand il est mouillé.

Contenu

Boîte (1 rouleau)

Préservation

- Date d'expiration: 36 mois après la date de production.
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 30°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 02/05/2024