

000/2100.001/00



Attelle gonflable - PIED

Les attelles gonflables permettent une première fixation en cas de fractures de la main, du bras, de la jambe et du pied ou en cas d'entorses.

Propriétés

- Dimensions: 9 x 15 cm.
- Gonflable.
- Réutilisable.
- Emballage compact.
- Facile à appliquer.

Utilisation

- Appliquer l'attelle autour de la jambe ou du bras.
- Fermer la fermeture éclair.
- Gonfler doucement.

Contenu

- Pièce.

Préservation

- Conservation illimitée.
- Protéger contre l'endommagement.

Les attelles gonflables sont des dispositifs médicaux.

Version: 05/07/2026