


000/2100.002/00



Attelle gonflable - MAIN

Les attelles gonflables permettent une première fixation en cas de fractures de la main, du bras, de la jambe et du pied ou en cas d'entorses.

Propriétés

Dimensions: 30 x 47 cm. Gonflables. Réutilisables. Emballage compact. Facile à appliquer.

Utilisation

Appliquer l'attelle autour de la jambe ou du bras. Fermer la fermeture éclair. Gonfler doucement.

Contenu

Pièce - main.

Préservation

Conservation illimitée. Protéger contre l'endommagement.

Les attelles gonflables sont des dispositifs médicaux.

Version: 05/07/2026