

000/0070.011/20



Ycla, douche oculaire (500ml)

compatible avec la [station oculaire MExT](#),
pour les premiers soins oculaires complets

YCLA douche oculaire rempli de 0.9% de NaCl – chlorure de sodium pour les interventions de premiers secours.

Aussi disponible en forme **d'[ampoule \(5x20ml\)](#)**.



Propriétés

Produit stérile. CE2460 approuvé. Compatible avec la **station oculaire MExT**.

Applications

Ycla est un produit de premiers soins pour le lavage des yeux.

Utilisation

Voir pictogrammes. Consulter toujours un médecin.



Contenu

Bouteille 500 ml

Préservation

Stockage des bouteilles à l'envers: permet de savoir immédiatement si une bouteille est déjà ouverte. Date d'expiration: 3.5 ans après la date de fabrication. Produit individuel: voir emballage.

A conserver à température ambiante (entre 5° et 40°C). Température de fonctionnement recommandée: 16-38°C.

Ycla est un dispositif médical de classe I.

Version: 02/05/2024

