

000/0070.024/20



Ycla Box

Box de premiers secours pour le lavage des yeux



Propriétés


Boîte de rangement pratique, contenant des produits stériles

Applications

Box de premiers secours pour le lavage des yeux

Utilisation

Consulter toujours un médecin.



Contenu

1x Ycla Neutral 200 ml, douche oculaire neutralisante acides/bases (4.9% de solution de phosphate)

1x Ycla 500 ml, douche oculaire (0.9% de solution de NaCl)

Préservation

Stockage des bouteilles à l'envers: permet de savoir immédiatement si une bouteille est déjà ouverte.

Date d'expiration: 3.5 ans après la date de fabrication. Produit individuel: voir emballage.

A conserver à température ambiante (entre 5° et 40°C).

Température de fonctionnement recommandée: 16-38°C.

Contient des dispositifs médicaux de classe I.

Version: 29/09/2026

