

000/0030.038/20



Compressed gauze

La "compressed gauze" est utilisée pour arrêter les plaies qui saignent abondamment.

Propriétés

- Capacité d'absorption élevée.
- Taille compacte grâce à l'emballage sous vide. Une fois ouvert, le bandage se dilate.
- Dimensions ouvertes: 11,43 cm x 3,75 m.
- Dimensions emballage: 8x5x1,5 cm.
- Pliage en Z : rapide et facile à démonter.
- Stérile.
- Sans latex.
- Blanc.

Applications

- Contrôle des saignements importants, en combinaison avec un pansement compressif.
- Bandage de plaies importantes.
- Usage unique.

Utilisation

voir mode d'emploi

Préservation

date d'expiration : 60 mois après la date de production

Ce produit est un dispositif médical de classe Is. CE0197 approved.

Version: 22/05/2024