



000/0080.020/30

Couverture isotherme

La couverture isotherme isole les victimes pendant l'attente des secours. Cette isolation protège à la fois contre le froid et contre la chaleur.

Propriétés

- Dimensions: 1.6 x 2.2 m.
- On peut l'emporter partout, grâce à l'emballage compact (7 x 11,5 cm).

Applications

- La couverture isotherme maintient la victime à température et évite ainsi les risques de surfusion ou d'hypothermie.
- Protection contre la pluie et l'humidité.
- Protection contre le soleil.

Utilisation

* En cas **d'hypothermie**: envelopper la victime dans une couverture isolante de sorte qu'il ne reste qu'une fine couche d'air entre le film et la victime. Cette couche d'air est chauffée par la chaleur du corps et agit comme un isolant contre le froid.

* Une couverture isotherme peut également servir de parasol (par exemple en cas **d'insolation**). Ce faisant, pointez le côté doré vers la victime. **En cas d'insolation/d'un coup de chaleur: ne jamais envelopper la victime dans une couverture isotherme.**

* Usage unique.

Contenu

Par pièce

Préservation

A conserver dans un endroit sec et frais, à température ambiante.

Expiration: 5 ans après la date de fabrication.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 05/07/2026

