

000/0030.071/30



Compresse autocollante superabsorbante

Compresse superabsorbante autocollante avec couche de contact avec la plaie en silicone pour couvrir de plus grandes surfaces de peau. Conforme aux normes HACCP. Absorption et rétention rapides. Convient parfaitement aux peaux sensibles.

Propriétés

- Agréable à porter grâce à la couche adhésive siliconée sur toute la surface. Repositionnable; peut être appliqué plusieurs fois. Peut être retiré sans douleur, aussi en cas de peau poilue. La peau reste saine.
- Système de perforation et couche inférieure éloignant les exsudations en combinaison avec une compresse superabsorbante: pour une absorption rapide et efficace. Les exsudations sont transformées en gel. Pas de risques de fuites.
- Ne colle pas à la plaie. Toute la compresse peut entrer en contact avec la plaie.
- La couche protectrice supérieure laisse respirer la peau, protège contre les bactéries et résiste à l'eau. Conforme aux normes HACCP.
- Grâce à la couleur bleue, les compresses peuvent être utilisées dans l'industrie alimentaire. Conforme aux normes HACCP.
- Facile à appliquer d'une seule main.
- Stérile.
- Dimensions: 15 x 15 cm.

Applications

Pour couvrir les coupures et écorchures. Idéal pour des surfaces de peau étendues et/ou poilues. Convient aux peaux sensibles.

Utilisation

Mode d'emploi: cliquez [ici](#).

Préservation

À conserver à température ambiante.

Date d'expiration: 36 mois après la date de production.

Ce produit est un dispositif médical stérile de classe IIb portant le marquage CE.

Version: 21/05/2024