

000/5170.104/20

## Thermomètre auriculaire Omron Gentle Temp 533



Avec l'OMRON Gentle Temp 533, la température corporelle peut être mesurée de manière sûre, confortable et rapide, idéal pour une utilisation quotidienne à domicile.

### Propriétés

- Thermomètre auriculaire infrarouge
- Mesure rapide en 1 seconde
- Résultats précis
- Totalement silencieux
- Résistant à l'eau
- 30 mémoires
- Facile à nettoyer
- Les embouts ne sont pas nécessaires

- Sélection Celsius/Fahrenheit
- Rétroéclairage
- Plage de mesure: +34.0 tot 43.0°C
- Précision demesure:  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  entre 34°C et 43°C

## Applications

Cet appareil est utilisé par des personnes en bonne santé et/ou des patients susceptibles de présenter une température corporelle anormale, dans un cadre domestique général, afin de mesurer la température à partir du tympan.

Cet appareil est conçu pour un usage multiple par plusieurs patients.

## Utilisation

Le Gentle Temp 533 est un thermomètre auriculaire numérique qui mesure la chaleur infrarouge du tympan et la convertit en une température orale équivalente. L'appareil convient à une utilisation à domicile aussi bien pour les adultes que pour les enfants et offre une mesure en 1 seconde avec des résultats précis, sans embout de sonde.

## Contenu

1 pièce/boîte

## Préservation

- Autonomie des piles: env. 1.100 mesures dans des conditions de stockage normales
- Conserver à une température entre -20°C et 55°C, avec une humidité relative de 15 à 95%

Le thermomètre auriculaire digital est un dispositif médical.

**Version: 22/09/2026**