

000/1000.557/20



Insect kit

Le Insect Kit est notre boîte de secours complète en cas de piqûres d'insectes. Le Insect Kit contient tout le matériel et les produits nécessaires pour soigner la peau après chaque type de piqûre et en atténuer les inconvénients. Un sac pratique et facile à emporter comprenant un livret d'informations avec des instructions claires ainsi que des fiches d'enregistrement.



Propriétés

- Dimensions: 18 x 12 x 12 cm.
- Kit complet en cas de piqûres d'insectes.
- Le kit contient également tout le matériel nécessaire pour retirer les tiques.
- Informations et instructions claires et simples rassemblées dans un livret solide contenant une fiche d'enregistrement déchirable à remplir et à amener chez le médecin.
- Sac en nylon avec poignée.
- Dimension pratique aussi bien pour le ranger que pour l'emporter.
- Compartiments pratiques.
- Extérieur et intérieur: nylon rouge (420D).
- Bande fluorescente.

Applications

- Enlever le venin de reptiles, guêpes, moustiques, méduses, araignées et poissons ...
- Retirer les tiques.
- Soigner et adoucir la peau endolorie.
- Nettoyer la peau et/ou les instruments.

Contenu

- Apidar, pommade pour soigner la peau après piqûres d'insectes et de méduses (50 ml).
- MExT Insect Bite, pompe antivenin d'insectes.

- Hylo, lotion hygiénique pour nettoyer la peau et les instruments (50 ml).
- Lingettes alcoolisées pour nettoyer les plaies et les instruments – 5 pièces.
- Assortiment de sparadraps hypo-allergéniques – 20 pièces.
- Pince Feilchenfeld 9 cm.
- Pince à tiques.
- Sachet de gants en nitrile – 2 pièces.
- Sachets protecteurs en plastique – 5 pièces.
- Livret d'informations avec instructions.
- MExT stylo à bille.

Le insect kit contient des dispositifs médicaux.

Version: 12/08/2026