

000/2000.003/00



Brancard pliable en quatre avec sac de rangement

Le brancard pliable en quatre est un brancard compact et léger qui est livré dans un sac de rangement très utile.

Propriétés

- Dimensions ouvert: 214 x 55 x 12 cm.
- Dimensions fermé: 58 x 21 x 14 cm.
- Poids: 7 kg.
- Force portative: < 159 kg.
- 4 pieds stables.
- Poignées préformées.
- 2 ceintures à fermeture quick release.
- CE approuvé.

Utilisation

- Pousser les deux côtés vers l'extérieur.
- Déplier le brancard deux fois dans le sens de la longueur.
- Tendre le brancard en poussant les charnières vers l'intérieur et retourner le brancard.

Contenu

- Pièce.

Préservation

- Le brancard pliable en quatre peut être rangé dans un sac de rangement pratique (à poignée renforcée).

Le brancard pliable en quatre est un dispositif médical.

Version: 06/05/2024