

000/2000.020/00

Brancard basket



Le brancard basket a été développé spécifiquement pour le secours adéquat dans toutes les circonstances possibles (échafaudage, grues, bateaux ...).

Propriétés

- Dimensions: 216 x 61 x 19 cm.
- Poids: 19 kg.
- Force portative: < 159 kg.
- Sangles: 3 (à fermeture quick release).
- Repose-pied ajustable.
- Matelas intégré (ne résiste pas à l'eau).
- 12 poignées, corde en nylon et points de fixation autour du brancard.
- Possibilité de transport en dessous d'un hélicoptère.
- CE approuvé.

Utilisation

- Poser le brancard le plus près possible du patient.
- Déposer le patient sur le brancard.
- Fixer le patient en utilisant les ceintures.

Contenu

- Pièce.

Préservation

- Conserver dans un endroit sec, sous emballage fermé.
- Éviter les rayons solaires.

Le brancard basket est un dispositif médical.

Version: 05/05/2024