



000/2100.010/00

Set d'attelles vacuüm - 3 pièces

Le set d'attelles vacuüm 'Boscarol' est un ensemble de 3 attelles vacuüm (main, jambe et bras), comprenant une pompe, dans un sac pratique.

Propriétés

- Ensemble de 3 attelles vacuüm : pour la main, la jambe et le bras
 - Dimensions de l'attelle de main : environ 50,5 x 33 cm
 - Dimensions de l'attelle de bras : environ 47 x 75cm
 - Dimensions de l'attelle de jambe : environ 64 x 92 cm
- Matériau lavable et très résistant
- Sans latex
- Valve d'aspiration compacte en plastique avec commande marche/arrêt externe de type ¼ de tour.
- Assure une immobilisation parfaite sans compression et permet une circulation sanguine physiologique
- 100 % radiotransparent aux rayons X (aucune pièce métallique)
- Livré avec sac de transport et mini-pompe
- Poids : environ 4 kg
- Fabriqué en Europe (Italie)

- Conforme EN 1865-1 pour l'étanchéité au vide et la déformation (pression) maximale

Applications

Immobilisation des membres (suspectés) fracturés ou des blessures de diverses natures avant le transport à l'hôpital.

Convient aux adultes et aux enfants à partir de 10 kg.

Contenu

- Sac avec 3 atelles + pompe

Ce produit est un dispositif médical , class ICE homologué selon la directive européenne MDR 745/2017.

Version: 05/07/2026