

000/3000.060/00

## Paravent - 2 panneaux

Le paravent complète votre local de secourisme.



### Propriétés

- Dimensions: 140 x 180 cm.
- Largeur 1 partie: 70 cm.
- Poids: 6 kg.
- 2 pièces.
- 3 pieds - 6 roulettes.
- Châssis en acier émaillé, blanc.
- Rideaux en plastique non transparents.
- Rideaux amovibles.
- Couleur rideaux: peut varier par rapport à la photo.

### Contenu

- Pièce.

### Préservation

- Conservation illimitée. A l'abri de l'humidité.

Le paravent n'est pas un dispositif médical.

