

000/5010.100/00

Bande velpeau cotton (5cm x 4m)



La structure typique de la bande velpeau élastique est idéale pour le soutien et la fixation de bandes.

Propriétés

- Dimensions: 0.05 x 4 m.
- Couleur: blanche.
- Structure fine; laisse respirer la peau.
- Avec fils rouges.
- Emballage individuel.
- Sans latex.

Applications

- Bande de soutien et d'allègement (en cas de luxations et de contusions).
- Bande de fixation.
- Usage unique.

Préservation

Date d'expiration: 60 mois après la date de fabrication, si le produit est conservé dans un emballage fermé, à température ambiante, dans un endroit sec et bien ventilé.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 03/05/2024

