

000/5090.031/00



Ciseaux de secourisme

Les ciseaux de brancardier ont été développés spécifiquement pour couper des bandages et pansements sur mesure. Convient également pour découper des ceintures de sécurité.

Propriétés

- Dimensions: 18.5 cm.
- Ciseaux avec brisure pour couper à travers presque tous les matériaux.
- Pointe émoussée pour protéger le patient.
- Les ciseaux peuvent être utilisés par les gauchers comme par les droitiers.
- Manche confortable.
- Réutilisable.
- CE approuvé.

Contenu

Pièce.

Préservation

- Conservation illimitée.

Les ciseaux de brancardier sont des dispositifs médicaux.

Version: 30/04/2024