

000/1000.302/10



MExT Standaard+

De MExT Standaard+ is onze verbanddoos die het meest wordt gebruikt in kantoren, scholen en werkplaatsen. Hij bevat aan de ene helft de geadviseerde basisproducten door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met enkele extra nuttige producten. De andere helft biedt ruimte voor het wegbergen van producten specifiek gericht op de eigen bedrijfsrisico's.

Eigenschappen

- Afmetingen: 44.5 x 33.5 x 15.5 cm.
- ABS.
- Stof- en spatwaterdicht.
- Bestand tegen schokken en hitte.
- Geïntegreerd handvat.
- Compartimentering bestaande uit verwijderbare tussenschotten.
- 2 transparante tussendecksels.
- Kan aan de muur bevestigd worden via de meegeleverde wandhouder (inclusief schroeven + pluggen).
- Ene helft is samengesteld op basis van de indicatieve lijst voor basisinhoud van verbanddozen zoals geformuleerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de brochure "Eerste Hulp op het Werk" (versie maart 2011). Dit volledig conform het Koninklijk Besluit van 15/12/2010 i.v.m. EHBO.

Toepassingen

- Kantoren, scholen en werkplaatsen.

Inhoud

Producten uit indicatieve lijst FOD:

- | | | |
|---|----------|-------------------|
| 1 | 0150.010 | Reanimatieset |
| 1 | 5090.031 | Ambulancierschaar |

- 
- 1 8100.012/06 EHBO-hulpkaart Vlaanderen
 - 1 8100.012/07 EHBO-hulpkaart Wallonië
 - 1 5090.032 Fijn schaar
 - 1 0090.068 Puntig pincet Feilchenfeld
 - 2 0010.071 Driehoeksverband katoen (0,96x0,96x1,36m)
 - 1 0020.051 Hechtpleister Zijde (0,0125x5m)
 - 1 0020.052 Hechtpleister Zijde (0,0250x5m)
 - 1 0090.040 Roestvrije veiligheidsspelden - 10st
 - 1 0050.040 Hybin, hygiënische oplossing (30ml)
 - 1 5010.100 Kripwindsel (5cm)
 - 1 5010.101 Kripwindsel (7cm)
 - 1 0010.063 Elastische zwachtel (0,08x4m)
 - 1 0010.062 Elastische zwachtel (0,06x4m)
 - 5 0030.011 Kompressen (5x5cm)
 - 5 0030.012 Kompressen (1/16)
 - 3 0030.014 Kompressen (10x10cm)
 - 1 0050.900 Waup, reinigingsdoekjes - 5st
 - 1 0080.020 Isothermdeken (1,6x2,2m)
 - 2 0160.027 Nitril handschoenen zakje - 2st
 - 1 0080.010 Inic, zelfkoelend koudekompres
 - 1 0020.060 Assort. wondpleisters indiv. verpakt – 20st

Extra producten:

- 1 0030.031 Snelverband (8x10cm)
- 1 0030.032 Snelverband (10x12cm)
- 1 0010.024 Cohesief Verband MExT (0.08x4m)

De MExT Standaard+ bevat medische hulpmiddelen.

Versie: 15/05/2024