

000/1000.556/20



Limpkit

De Limpkit is een complete kit voor eerste hulp bij afgerukte ledematen: de kit bevat de nodige materialen om de wonde en het afgerukte lichaamsdeel te verzorgen én is het ideale transportmiddel om het afgerukte lichaamsdeel gekoeld te transporteren. Ideaal voor plaatsen waar geen koud water en/of ijs beschikbaar is. Gekoeld transport binnen handbereik.



Eigenschappen

- Afmetingen: 24 x 18 x 12 cm.
- Isotherme kit met handgreep: koeling gegarandeerd gedurende 2 uur.
- Koelt in 30 minuten van 24°C naar 6°C.
- Handig formaat zowel om weg te bergen als om mee te nemen.
- Is flexibel qua materie en kan dus in smalle ruimtes opgeborgen worden.
- Buitenzijde: rode polyester.
- Fluorescerende labels aan de zijkanten en voorkant en fluorescerende band onderaan.
- Met handig en praktisch MExT infoboekje met instructies.

Toepassingen

- Isotherme kit met handgreep: koeling gegarandeerd gedurende 2 uur.
- Koelt in 30 minuten van 24°C naar 6°C.
- Handig formaat zowel om weg te bergen als om mee te nemen.
- Is flexibel qua materie en kan dus in smalle ruimtes opgeborgen worden.
- Buitenzijde: rode polyester.
- Fluorescerende labels aan de zijkanten en voorkant en fluorescerende band onderaan.
- Met handig en praktisch MExT infoboekje met instructies.

Gebruik

- Hou de tas met de geactiveerde Inic'en in beweging voor een blijvende koeling.

Inhoud

2	Driehoeksverband (0,96 x 0,96 x 1,36 m)
1	Ambulanciersschaar
1	Snelverband (8 x 10 cm)
2	Tourniquet, elastisch knelverband
1	Zakje nitril handschoenen – 2st
1	EHBO-hulpkaart Vlaanderen
1	EHBO-hulpkaart Wallonië
3	Isothermdeken (1.6 x 2.2m)
5	Inic, zelfkoelend koudekompres
1	Kompres (10 x 10 cm)
1	Hechtpleister (2.5 cm x 5 m)
2	Stift Permanent Marker
2	Gripzakje (300x400mm)
1	Infoboekje Limpkit

De limpkit bevat medische hulpmiddelen.

Versie: 03/05/2024