

000/2000.001/00



Dubbelplooibare brancard met opbergzak

De Dubbelplooibare brancard is in Europa het meest verspreide brancardtype. Zijn reputatie heeft deze lichtgewicht draagberrie onder meer te danken aan zijn draagvermogen, zijn waterbestendigheid en zijn geringe omvang.



Eigenschappen

- Afmetingen: 205 x 53 cm.
- Lengte: 205 cm.
- Breedte: 53 cm.
- Gewicht: 5 kg.
- Laadvermogen: 120 kg.
- Geplooid: 105 x 37 x 19 cm.
- Opplooibaar zowel in lengte als in breedte.
- Waterbestendig en afwasbaar **blauw zeil**.
- 4 stabiele poten.
- Voorgevormde handgrepen.
- 2 riemen met quick- release sluiting.
- CE- gekeurd.

Gebruik

- Plooi de vier buizen open zodat ze in elkaars verlengde liggen.
- Trek de vier poten uit elkaar.
- Span de brancard op door de scharnieren uit elkaar te duwen.

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- De plooibare brancard kan opgeborgen worden in de waterbestendige opbergzak (met versterkt handvat).

De dubbelplooibare brancard is een medisch hulpmiddel.

Versie: 04/05/2024