

000/2000.003/00



Vierdubbelplooibare brancard met draagtas

De vierdubbelplooibare brancard is een compacte, lichtgewicht brancard die geleverd wordt met handige draagtas.

Eigenschappen

- Afmetingen open: 214 x 55 x 12 cm.
- Afmetingen dicht: 58 x 21 x 14 cm.
- Gewicht: 7 kg.
- Laadvermogen: < 159 kg.
- 4 stabiele poten.
- Voorgevormde handgrepen.
- 2 riemen met quick-release sluiting.
- CE-goedgekeurd.

Gebruik

- Trek beide kanten uit elkaar.
- Vouw de brancard twee maal in lengterichting open.
- Span de brancard op door de scharnieren naar elkaar te duwen en draai de brancard om.

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- De vierdubbelplooibare brancard kan opgeborgen worden in de praktische opbergtas (met

versterkt handvat).

De vierdubbelplooibare brancard is een medisch hulpmiddel.

Versie: 03/05/2024

