

000/2000.020/00



Basketbrancard

De Basketbrancard is specifiek ontworpen om een adequate hulpverlening te bieden in alle omstandigheden (stellingen, kranen, boten ...).

Eigenschappen

- Afmetingen: 216 x 61 x 19 cm.
- Gewicht: 19 kg.
- Laadvermogen: < 159 kg.
- 3 riemen met quick-release sluiting.
- Aanpasbare voetsteun.
- Ingebouwde matras (niet waterbestendig).
- 12 handgrepen, nylonkoord en bevestigingsogen rondom de brancard.
- Mogelijkheid om te transporteren onderaan een helikopter.
- CE-gekeurd.

Gebruik

- Zet de brancard zo dicht mogelijk bij de patiënt.
- Leg de patiënt op de brancard.
- Fixeer door gebruik te maken van de riemen.

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- De brancard op een droge plaats bewaren, in gesloten verpakking, niet in direct zonlicht.

De basketbrancard is een medisch hulpmiddel.

Versie: 06/05/2024