


000/2100.002/00



## Opblaasbare spalk - HAND

De Opblaasbare spalken bieden een eerste fixatie bij hand-, arm-, been- en voetbreuken of bij verstuikingen.

### Eigenschappen

Afmetingen: 30 x 47 cm. Opblaasbaar. Herbruikbaar. Compacte verpakking. Eenvoudig aan te brengen.

### Gebruik

Spalk om been of arm aanbrengen. De rits sluiten. Voorzichtig opblazen.

### Inhoud

Stuk - hand.

### Bewaring

Onbeperkt houdbaar. Beschermen tegen beschadiging.  
De opblaasbare spalken zijn medische hulpmiddelen.

**Versie: 02/05/2024**