


000/2100.003/00



Opblaasbare spalk - BEEN

De Opblaasbare spalken bieden een eerste fixatie bij hand-, arm-, been- en voetbreuken of bij verstuikingen.

Eigenschappen

Afmetingen: 80 x 25 cm. Opblaasbaar. Herbruikbaar. Compacte verpakking. Eenvoudig aan te brengen.

Gebruik

Spalk om been of arm aanbrengen. De rits sluiten. Voorzichtig opblazen.

Inhoud

Stuk - been.

Bewaring

Onbeperkt houdbaar. Beschermen tegen beschadiging.
De opblaasbare spalken zijn medische hulpmiddelen.

Versie: 02/05/2024