


000/3000.030/00



Tweedelige onderzoekstafel

Eigenschappen

- Afmetingen: 190 x 60 x 70 cm.
- Gewicht: 25 kg.
- Opgevuld met schuim en overtrokken met skai.
- Tweedelig.
- Regelbare hoofdsteun door middel van een automatische tandschaar.
- Verstevingsbuis.
- Beschermdde poten.
- Kleur: wit frame, blauwe bekleding.

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- Onbeperkt houdbaar.
- Niet te gebruiken in vochtige ruimtes, wel bestand tegen chloor.

De tweedelige onderzoekstafel is geen medisch hulpmiddel.

Versie: 05/05/2024