

000/0010.063/20

Elastische zwachtel (8cm x 4m)



De Elastische Zwachtel is een ideale absorbeerder van bloed en zweet.

Eigenschappen

- Afmetingen: 0.08 x 4 m.
- Samenstelling: katoen.
- Het poreuze weefsel zorgt voor een goede ventilatie van de huid.
- Door zijn rekbaarheid blijft het verband betrouwbaar zitten.
- Deze zelfkantige zwachtel rafelt niet uit.

Toepassingen

- Steun- en ontlastingsbandage.
- Drukverband.
- Stevige fixatie van wondverband.
- Voor het omwikkelen van spalken.

Bewaring

- Vervaldatum: 5 jaar na productiedatum.
- Bewaren op kamertemperatuur en op een droge en goed geventileerde plaats. Geen direct zonlicht.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 06/05/2024

