

000/0010.071/20



Driehoeksverband katoen

Het katoenen **driehoeksverband** wordt gebruikt ter ondersteuning van een gebroken of verstuikte arm, pols, vinger ... , maar ook als absorberend verband voor bloedende wonden.

Eigenschappen

- Samenstelling: 100% gebleekt katoen.
- Afgeboorde rand.
- Kleur: wit.
- Afmeting verpakt: 12 x 16 cm.
- Afmetingen ontplooid: 96 x 96 x 136 cm (+/- 0,5 cm).

Toepassingen

- Ter ondersteuning van een gebroken of verstuikte arm, pols, vinger ...
- Als draagdoek voor de arm.
- Als doekverband voor de hand, elleboog, knie of voet.
- Absorberende functie bij bloedende wonden.
- Eenmalig gebruik.

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats. Geen direct zonlicht.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

