

000/0010.093/20



## Ideaalzwachtel (8cm x 5m)

De ideaalzwachtel is een stevig ondersteunings- en fixatieverband dat voor verschillende toepassingen gebruikt kan worden.

### Eigenschappen

- Afmetingen: 0.08 x 5 m.
- Wit.
- Luchtdoorlatend.
- Sterk elastisch, garandeert vlotte beweeglijkheid tijdens gebruik.
- Individuele, transparante verpakking.
- Gezoomd; geen uitrafelende kanten.
- Bevat katoen en latex (kan allergische reacties veroorzaken bij mensen met een latexallergie).

### Toepassingen

- Steun- en ontlastingsbandage.
- Drukverband.
- Stevige fixatie van wondverband.
- Eenmalig gebruik.

### Bewaring

- Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats tussen 10-25°C, geen direct zonlicht.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

**Versie: 29/04/2024**