

000/0010.130/20



Elmox, zelfklevend spongeverband voor de vinger

Inclusief praktische dispenserbox

Elmox is een zelfklevend spongeverband voor de **vinger** waarmee kleine alledaagse verwondingen snel en hygiënisch kunnen worden verzorgd.



Eigenschappen

- Afmetingen: 6 x 200 cm.
- Licht absorberend en elastisch.
- Kleeft niet aan de huid, wond of het haar.
- Met de hand afscheurbaar.
- Blijft kleven bij gebruik in water.
- Bevat 30% latex (kan allergische reacties veroorzaken bij mensen met een latexallergie).

Toepassingen

- Vingerverband.
- Ter verzorging van licht exsudatieve wonden.
- Kan ook als kompres gebruikt worden of voor fixatie.
- Eenmalig gebruik.

Gebruik

- Het verband vóór gebruik uit zijn verpakking folie halen en door de gleuf van de dispenserbox schuiven.
- Op droge en propere huid aanbrengen en goed aandrukken.

- Bij gebruik als kompres: het verband een aantal keren opvouwen, op de wond leggen en fixeren.
- Nat verband vervangen.



Inhoud

Dispenserdoos 1 stuk

Bewaring

- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 26/04/2024