



000/0020.060/20

# Assortiment wondpleisters

Het assortiment wondpleisters bevat 20 wondpleisters.

## Eigenschappen

- Niet-inklevende, luchtdoorlatende wondpleisters uit polyethyleen.
- Hypoallergeen dankzij kleefstof met acryl.
- Groot absorptievermogen.
- Individueel verpakte pleisters.
- Huidkleurig.
- Pijnloos te verwijderen.

## Toepassingen

- Oppervlakkige snij- en schaafwonden.
- Niet geschikt voor sterk bloedende, diepe of geïnfecteerde wonden.
- Eenmalig gebruik.

## Gebruik

- Ontsmet de wond.
- Breng aan op droge, propere huid en druk goed aan.
- Verang de pleister, indien nat.

## Inhoud

- 2 stuks: 7,2 x 4,9 cm
- 10 stuks: 7,2 x 1,9 cm
- 4 stuks: 7,2 x 2,5 cm
- 4 stuks: diameter 2,2 cm

## Bewaring

- Vervaldatum: 59 maanden na productiedatum.

- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

**Versie: 29/04/2024**

