



000/0020.110/20

Duoskin+, waterdichte wondpleister

Duoskin+ is een zelfklevende, transparante wondpleister.



Eigenschappen

- Afmetingen: 7 x 2 cm.
- Niet-inklevend kompres.
- Transparante, soepele en ademende polyurethaanfilm.
- Ondoorlaatbaar voor water en bacteriën.
- Hypoallergeen.

Toepassingen

- Bedekt en beschermt weinig exsudatieve wonden.
- Eenmalig gebruik.

Gebruik

- Verwijder beide schutbladen en breng de pleister aan op droge en propere huid.
- Druk goed aan.
- De pleister kan verwijderd worden door deze aan één hoek los te maken en evenwijdig met de huid uit te rekken.

Inhoud

doosje 12 stuks

Bewaring

- Vervaldatum: 59 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 05/05/2024