


000/0030.021/20



Niet-inklevend kompres (10cm x 10cm)

Het niet-inklevend kompres is een beschermingskompres met hoog absorptievermogen dat niet kleeft in de wond.

Eigenschappen

- Afmetingen: 10 x 10 cm.
- Kleeft niet in de wond.
- Non-woven kern, polyethyleenfilm.
- Groot absorptievermogen.
- Aan beide zijden bruikbaar.
- Wit.
- Individueel verpakt.

Toepassingen

- Afdekken van weinig tot matig exsuderende wonden.
- Eenmalig gebruik.

Gebruik

- De wond goed reinigen.
- Het kompres op de wond aanbrengen.
- Het kompres fixeren met behulp van een zwachtel, pleister ...

Bewaring

- Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum.
- Verpakking beschermen tegen vocht, vuil en extreme temperaturen.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 06/05/2024