


000/0030.060/20



Oogkompres (6x8cm)

Het oogkompres is een beschermingskompres met een hoog absorptievermogen.

Eigenschappen

- Afmetingen: 8 x 6 cm.
- Kleur: wit.
- Ovaal, dekt het hele oog af.
- Kleeft niet in het oog dankzij een non-woven beschermingslaag.
- Groot absorptievermogen.
- Niet steriel.
- Individuele verpakking.

Toepassingen

- Bescherming van het oog na operaties, verwondingen en bij toepassing zalf en druppels.
- Eenmalig gebruik.

Gebruik

- Het oog goed reinigen.
- Het kompres op het oog aanbrengen.
- Het kompres fixeren met behulp van een zwachtel, pleister ...

Bewaring

- Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 15 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 29/06/2026