

000/0070.010/20



Ycla, oogspoelmiddel (5 x 20ml)

Past op het [MExT Oogstation](#), voor een complete oog-EHBO binnen handbereik.

YCLA oogdouche met 0.9% natriumchloride voor eerstehulp-interventies.

Ook beschikbaar in [fles 500ml](#).



Eigenschappen

5 praktische flacons. Steriel. CE2460. Past op het MExT Oogstation.

Toepassingen

Ycla is een EHBO-product voor oogspoeling.

Gebruik

Zie pictogrammen. Raadpleeg altijd een arts.



Inhoud

Houder 5 stuks

Bewaring

Vervaldatum: 3.5 jaar na productiedatum. Individueel product: zie verpakking. Op kamertemperatuur bewaren (tussen 5-40°C). Aanbevolen gebruikstemperatuur: 16°-38°C.

Ycla is een klasse I steriel medisch hulpmiddel.

Versie: 29/06/2026