

000/0070.014/20



Ycla Neutral, neutraliserende oogdouche (200ml)

Past op het [MExT Oogstation](#), voor een complete oog-EHBO binnen handbereik.

Ycla Neutral is gevuld met 4.9% fosfaatoplossing.

Neutraliseert zuren en basen.



Eigenschappen

Fles met mono oogdop. Steriel. CE2460. Past op het MExT Oogstation.


Toepassingen

Ycla Neutral is een EHBO-product dat zuren en basen in het oog neutraliseert.

Niet geschikt voor ongevallen met waterstoffluoride (HF).

Gebruik

Zie pictogrammen. Raadpleeg altijd een arts.



Inhoud

Fles 200 ml

Bewaring

Fles upside down bewaren: zo wordt meteen duidelijk als een fles al geopend is.

Vervaldatum: 3.5 jaar na productiedatum. Individueel product: zie verpakking.

Op kamertemperatuur bewaren (tussen 5-40°C).

Aanbevolen gebruikstemperatuur: 16°-38°C.

Ycla Neutral is een klasse I steriel medisch hulpmiddel.

Versie: 04/05/2024