

000/0090.062/20



Splinterpincet Hunter met loep

Het Splinterpincet wordt gebruikt om splinters, etc. te verwijderen van onder de opperhuid.

Eigenschappen

- Afmetingen: 11 cm.
- Roestvrij.
- Antislip handgreep.
- Punt met antislip inkepingen.
- Scherpe punt (0,3 mm).
- Beschermrings voor de punt.
- Goede penetratie in de opperhuid.

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- Onbeperkt houdbaar.
- Na gebruik kiemvrij maken.

Het splinterpincet is een medisch hulpmiddel.

Versie: 28/06/2026