



000/0160.012/20

## Latex handschoenen MEDIUM - ongepoederd

De latex handschoenen zijn rekbare handschoenen ter bescherming van zowel gebruiker als patiënt. De exact aansluitende pasvorm garandeert een optimaal tastgevoel. De latex handschoenen zijn treksterk en hebben een reliëfstructuur voor een betere grip.

### Eigenschappen

Maat: Medium. De latex handschoenen bestaan uit 100% natuurlijk rubber latex met sterke kwaliteit -treksterkte. Ze zijn naadloos, ambidexter (d.w.z. kunnen gebruikt worden voor beide handen) en voorzien van een gerolde en versterkte manchet. De witte, natuurlijke kleur zorgt voor een anti-reflecterend beeld dat niet afleidt. Ze zijn verpakt in een handige verdeeldoos. Ze beantwoorden aan de norm EN 455-1, 455-2. Laag gehalte aan latex proteïnen en –allergenen. Eenmalig gebruik. We hebben vier verschillende types in ons gamma: Small, Medium, Large en Extra large.

|                                | S                        | M             | L              | XL             |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Lengte                         | Min. 240mm               |               |                |                |
| Dikte vingertop                | 0.12mm ± 0.03mm          |               |                |                |
| Dikte handpalm                 | 0.11mm ± 0.03mm          |               |                |                |
| Breedte handpalm               | 84mm<br>± 3mm            | 94mm<br>± 3mm | 105mm<br>± 3mm | 113mm<br>± 3mm |
| Treksterkte vóór aging         | Min. 9 Newton            |               |                |                |
| Treksterkte na versnelde aging | Min. 6 Newton            |               |                |                |
| Vochtigheids-graad             | Max. 0.8% per handschoen |               |                |                |
| Poeder-reststof                | Max. 2 mg per handschoen |               |                |                |

### Inhoud

Doos 100 stuks.

### Bewaring

Op kamertemperatuur bewaren. Vermijd direct zonlicht. Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum Indien geplaatst op een donkere, koele en droge plaats. Individueel product: zie verpakking.

De latex handschoenen zijn een medisch hulpmiddel.

**Versie: 26/04/2024**